

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

RIFAMPICINA - RIF 05 DISCO COM 05 ug

LOTE: 3039RIF FABRICAÇÃO: 11/21 VALIDADE: 11/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(26 – 34 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	34,0 mm	(30 – 36 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	10,0 mm	(08 – 10 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de novembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001